



# Quest divan électrique - sellerie anatomique 73 cm - trendelenburg/anti- trendelenburg

08/10/2025 06:40:07



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 150129    |
| <b>Prix HT</b>          | 3595,00 € |
| <b>Prix TTC</b>         | 4349,95 € |
| <b>Stock</b>            | en stock  |

## Description

La table d'examen Quest de Promotal est la solution ultime pour de nombreuses professions. La table électrique est réglable en hauteur. Ceci assure un accueil optimal et un examen médical qui s'adapte sans effort à chaque patient. Une personne à mobilité réduite, une personne âgée, une femme enceinte, une personne blessée ou handicapée... La table d'examen Quest offre un soin idéal à vos patients et améliore la pratique quotidienne de votre profession.

## La table d'examen Quest pour une solution complète

La table d'examen Quest a une hauteur variable de 54 cm à 94 cm, des mouvements électriques doux et peut supporter un poids allant jusqu'à 200 kg. La table d'examen Quest est confortablement rembourrée et offre une excellente stabilité. Chaque partie de

la table d'examen Quest est conçue pour faciliter la vie des médecins. Cette table d'auscultation peut être adaptée à différents types d'examens grâce aux nombreux modèles, options et accessoires disponibles.

## Caractéristiques standard de la table d'examen Quest

- Hauteur électrique réglable de 54 à 94 cm
- Longueur 202 cm
- Structure métallique avec revêtement époxy gris
- Dossier à ressort à gaz ou à réglage électrique
- Fonctionnement manuel
- Pieds réglables sous le cadre
- Porte-rouleau de papier (longueur max. 50 cm - ø 12,5 cm)
- Accessible pour le lève-personnes - espace libre 12 cm
- Possibilité de connecter 3 commandes
- Poids max. admissible du patient de 200 kg (testé dynamiquement à 250 kg et statiquement à 800 kg)
- Appareil médical de classe électrique 2 / Disponible en classe 1 avec option 2059-01, non compatible avec 85114-01

[embed][https://www.youtube.com/watch?v=yr2ViF9HBzE&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=yr2ViF9HBzE&feature=emb_logo)[/embed]

## Options supplémentaires pour la table d'examen Quest

- [Bloc'n Roll \(châssis roulant\)](#)
- Option dessus + dossier électrique : 65 cm ou 73 cm
- [1 paire de repose-jambes + pinces](#)
- [Pédale de commande](#)