



Quest divan électrique - sellerie plate 65 cm - système patins proclive/déclive + Block 'n Roll + Dossier réglable par vérin électrique

08/10/2025 11:29:24



Numéro d'article	150127
Prix HT	3706,00 €
Prix TTC	4484,26 €
Stock	sur commande

Description

CARACTERISTIQUES

- Hauteur variable électrique de 54 à 94cm
- Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
- Commande manuelle ou au pied

- Patins de réglage sous piètement ou Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé Block'n Roll®
- Capacité de charge jusqu'à 200kg
- Support rouleau papier (longueur maxi 50cm – ø 12,5cm)
- 12cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personne
- Structure acier avec finition époxy gris nuage

Afbeeldingen

