



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 122503       |
| <b>Prix HT</b>          | 125,44 €     |
| <b>Prix TTC</b>         | 151,78 €     |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

Le sac de transport Mortara ELI-230 (8485-028-50) est fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure.

## Protège votre appareil ECG ELI-230

Ce sac de transport de couleur noire est spécialement conçu pour être utilisé avec l'ELI 230 ECG portable et compact. Ce sac est un original de la marque Welch Allyn. Cet étui de transport pour votre appareil ECG ELI230 comprend une bandoulière, un rangement pratique pour tous vos accessoires nécessaires et protège votre appareil ECG ELI-230. Idéal pour les visites à domicile, conçu pour être robuste et fiable et pour vous soutenir à chaque étape, le sac de transport Mortara ELI-230 est là quand chaque seconde compte.

## Afbeeldingen

---

