




Numéro d'article	115004
Prix HT	103,85 €
Prix TTC	125,66 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Electrodes autoclavables. Longueur : 5 cm. Diamètre : 2,4 mm.

1. Câble droit 0,2
2. Câble 45 degrés 0,2
3. Boucle d'électrode diamètre 4
4. Boucle d'électrode diamètre 8
5. Electrode Crochet d' 5 degrés
6. Fil d'électrode 1mm 45 degrés
7. Boucle d'électrode droite
8. Boucle d'électrode avec coin
9. Electrode à pointe sphérique diamètre 3 mm - 45 degrés
10. Electrode à pointe sphérique diamètre 3 mm - droite.