



Numéro d'article	110507
Prix HT	5,58 €
Prix TTC	6,75 €
Stock	en stock

Description

Spray de contact antibactérien de bonne conductivité pour ECG, EMG et EEG. Le spray à électrodes est un électrolyte adapté aux appareils de stimulation musculaire et à l'ECG.

Le spray assure une conductivité supérieure entre la peau et les électrodes.

- Le spray à électrodes est facile à appliquer et facile à nettoyer. De plus, il ne laisse aucune tache.
- Ce spray est bactériostatique et hypoallergénique. Pour une utilisation à court et à long terme.
- Le vaporisateur à électrodes est emballé dans un flacon pulvérisateur pratique de 250 ml.
- Non gras et incolore.
- Sans formaldéhyde
- Le spray à électrode est bactéricide et contient de l'alcool isopropylique.