



Numéro d'article	110099
Prix HT	1 931,73 €
Prix TTC	2 337,39 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Le Strässle Easy II est un système d'électrodes d'aspiration mobile, compact, abordable et idéal pour une utilisation occasionnelle. Le système d'aspiration Strässle EASY II est un petit système d'aspiration ECG à faible coût, idéal pour une utilisation occasionnelle dans les cabinets médicaux. Le système se compose d'une tête de distribution, d'une unité de vide, d'une télécommande, d'une ligne patient à pression négative et des lignes d'aspiration des électrodes. La télécommande permet de régler la puissance d'aspiration en 4 étapes. La plage de pression et l'état sont affichés par des LED. Ce modèle Strässle est livré en standard avec 6 électrodes à vide de 1 mètre et quatre fois 1,3 mètre, 1 pompe à vide avec télécommande et support correspondant, un câble patient avec diviseur, un câble d'alimentation et un spray pour électrodes de 250 ML.

Détails du produit

- Système d'aspiration ECG pour une utilisation occasionnelle (max. 5 ECG d'exercice ou 20 ECG de repos par jour)
- Pour les ECG de repos et d'effort
- Convient aux adultes, aux adolescents et aux enfants à partir de 7 ans environ.
- Tête de distribution avec protection contre la défibrillation
- Télécommande pratique avec réglage à 4 niveaux de la puissance d'aspiration
- Fonction de soufflage avant et après chaque utilisation pour éliminer les résidus d'humidité
- Plage de vide : 60-200 mbar
- La gamme de pression et le statut sont affichés par des LEDs
- Électrodes argent-chlorure d'argent
- Classe de protection I, classe MPG I

Afbeeldingen

