



Tabouret model 276 - pneumatique 5 roulettes. Couleur: soothing blue nr. 855

08/10/2025 11:52:29

Numéro d'article	150044SOOTHING
Prix HT	504,95 €
Prix TTC	610,99 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Le tabouret Midmark offre un confort, un soutien et une stabilité optimaux. Le tabouret est assorti à la table Ritter et est réglable par un ressort à gaz à levier.

Le design de base en forme d'étoile permet un meilleur accès au patient et une mobilité stable et aisée.

Stabilité

- Avec un piètement à cinq pieds en chrome.

Confort

- La chaise large et généreusement rembourrée est faite de mousse dense. Une couture de tissu sans couture assure que les bords ne s'enfoncent pas dans vos jambes.

Simplicité

- Réglage pneumatique de la hauteur d'assise
- Réglage de la hauteur du siège 45cm - 62cm

Caractéristiques standard :

- Piètement aluminium poli brillant 5 branches

- Hauteur variable colonne à gaz
- Roulettes double galets Ø 50 mm
- Capacité : 135 Kg