



<b>Numéro d'article</b>	116008
<b>Prix HT</b>	1 195,00 €
<b>Prix TTC</b>	1 445,95 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

---

Stérilisateur à air chaud Titanox d'une capacité de 20 litres.

## Propriétés du stérilisateur Titanox

- Dimensions extérieures B56xD35xH34 cm
- Dimensions intérieures : B40xD22xH22 cm
- Timer : 0-120 min
- Thermostat : 50-200°
- complètement en inox