



Numéro d'article	170082
Prix HT	71,85 €
Prix TTC	86,94 €
Stock	en stock

Description

25 bandelettes-test Accutrend® Cholestérol

Accutrend® Cholestérol détermine le taux de cholestérol dans le sang.

Ces bandelettes de dosage du cholestérol sont utilisées dans [l'indicateur Accutrend Plus](#) et dans l'indicateur Accutrend GC.

- échantillon: 1 goutte de sang capillaire
- durée de mesure: 60 secondes
- stockage des bandelettes de mesure à température ambiante
- haute précision et exactitude sur toute la plage de mesure