



<b>Numéro d'article</b>	170093
<b>Prix HT</b>	159,88 €
<b>Prix TTC</b>	193,45 €
<b>Stock</b>	Plus que 2 en stock

## Description

---

Accutrend<sup>®</sup> Plus est un appareil flexible qui tient dans la main, destiné à être utilisé de façon décentralisée afin d'analyser les paramètres principaux de risque cardiovasculaire: cholestérol total, triglycérides et lactate.

## Les avantages d'Accutrend<sup>®</sup> Plus

- Des résultats rapides: Mesure des principaux paramètres des maladies cardiovasculaires en quelques minutes.
- Confort d'utilisation: Une goutte de sang suffit, appareil flexible qui tient dans la main
- Des résultats fiables: Système d'autocontrôle automatique intégré, bandelettes munies d'une puce électronique avec identification positive du lot de bandelettes et reconnaissance des paramètres pour calibrer l'appareil.