



Numéro d'article	000379
Prix HT	15,50 €
Prix TTC	18,76 €
Stock	en stock

Description

VivaChek Ino Bandelettes de test (2x25 pièces) Bandelettes de test pour VivaChek Ino

Bandelettes réactives pour mesurer la glycémie

Des bandelettes réactives sont nécessaires pour mesurer la glycémie ; une nouvelle bandelette est nécessaire pour chaque test. Chaque lecteur a sa propre bandelette réactive, ces bandelettes réactives pour mesurer la glycémie ne fonctionnent qu'avec les lecteurs Vivacheck. Ces fines bandelettes fonctionnent avec un système de réaction chimique et donnent des résultats fiables. Le sang est aspiré dans la bandelette par capillarité lorsqu'elle est tenue contre la goutte de sang. Les huit électrodes mesurent le taux de glucose dans le sang du sujet. Après quelques secondes, le glucomètre indique la glycémie de la personne testée sur l'écran. Convient uniquement à l'appareil [VivaChek Ino](#), [pack de démarrage cliquez ici](#)

Afbeeldingen

