

Dermatoscope LuxaScope - CCT LED - 2,5V - Echelle inclus - Blanc

26/10/2025 22:32:51



Numéro d'article	1425
Prix HT	257,50 €
Prix TTC	311,58 €
Stock	sur commande

Description

Dermatoscope innovant au format de poche

Éclairage innovant : anneau LED avec 2×5 LED disposées de manière concentrique, offrant une image très détaillée et homogène ; commutation facile d'une simple pression sur un bouton.

Caractéristiques principales :

- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facile
- Entretien minimal – aucune substitution de lampe nécessaire
- Zoom progressif avec un grossissement de $10\times$ pour une image sans distorsion
- Tête optimisée pour une ergonomie maximale
- Extinction automatique après 3 minutes

- Durée de vie des LED : env. 100.000 heures grâce à la régulation de courant constant
- Intensité lumineuse : 10.000 Lux
- Température de couleur :

Anneau 1 : env. 3.000K

- Anneau 2 : env. 6.000K

Poignée et alimentation :

- Poignée en aluminium et matériau renforcé de fibres de verre
- Également compatible avec la tête d'otoscope LuxaScope Auris CCT LED 2,5V
- Interrupteur électronique marche/arrêt à bouton-poussoir
- Alimentation: 2 piles alcalines AAA (incluses)