



<b>Numéro d'article</b>	125003
<b>Prix HT</b>	13,50 €
<b>Prix TTC</b>	16,34 €
<b>Stock</b>	Plus que 8 en stock

## Description

---

Ce goniomètre en plastique est pratique pour mesurer les angles du corps.

## Descriptif - Goniomètre Plastique

- Cet appareil sert à mesurer les angles du corps grâce à sa règle graduée.
- Goniomètre très pratique et indispensable.

## Caractéristiques techniques - Goniomètre Plastique

- Graduation : en degrés.