

Littmann Cardiology IV - 69 cm - SPECIAL EDITION Black-Finish/Navy bleu (6168)

08/10/2025 05:12:55



Numéro d'article	124038SEBN
Prix HT	303,91 €
Prix TTC	367,73 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Le stéthoscope Cardiologie IV™ offre des propriétés acoustiques améliorées, un nouveau design et de nouveaux matériaux et technologies. Le nouveau stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiologie IV™ a été lancé en mars 2016. Le stéthoscope Cardiologie IV est une alternative attrayante et polyvalente pour des milliers d'utilisateurs du stéthoscope Cardiologie III.

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiologie IV™ se distingue par les caractéristiques et avantages suivants :

- Excellentes performances acoustiques
- Le diaphragme moulé d'une seule pièce de Cardiologie IV™ réglable permet une meilleure audibilité des sons à haute fréquence.

- Diaphragmes réglables du côté adulte et du côté pédiatrique de la pièce thoracique.
- Membrane monobloc facile à fixer et à nettoyer grâce à sa surface lisse.
- Polyvalence du calice ouvert grâce à la possibilité, côté pédiatrie, de remplacer la membrane par une bague anti-froid.
- Le tubulure de nouvelle génération dure plus longtemps avec une meilleure résistance aux huiles de la peau et à l'alcool et moins de risques de taches.
- Pièce de poitrine fabriquée avec précision et donc des formes moins angulaires. La poignée sert d'indicateur de la fonction ouverte.

Les sons à peine perceptibles sont souvent les plus importants.

Donnez-vous une touche personnelle avec la large gamme de couleurs.