



Numéro d'article	124050SERB
Prix HT	126,36 €
Prix TTC	152,90 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Le stéthoscope Littmann[®] Classic II pour nourrissons a été spécialement développé pour les plus petits patients. Le stéthoscope a un calice de 1,9 cm pour l'auscultation des nourrissons. Recommandé pour les pédiatres.

Caractéristiques du stéthoscope pour nourrissons Littmann[®] Classic II 3M[™]

- Sensibilité acoustique élevée
- Spécialement conçu pour l'auscultation des enfants ou des nourrissons
- Pièce de poitrine en acier inoxydable
- Membrane flottante brevetée
- Poitrail combiné traditionnel avec bord anti-froid
- Tubulare simple isolé
- Embouts auriculaires brevetés 3M[™] Littmann[®] Snap Tight Soft-Sealing

- Garantie de 3 ans