



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 124046              |
| <b>Prix HT</b>          | 126,36 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 152,90 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

Le stéthoscope pédiatrique Littmann® Classic II dispose d'un calice traditionnel de 1 pouce combiné à une membrane flottante. Conçus pour offrir la qualité acoustique pour laquelle les stéthoscopes Littmann® sont réputés, spécialement pour les enfants.

3M™ stéthoscopes Littmann® ont été développés avec soin et attention et offrent une haute qualité pour les petits patients.

Après tout, les petits patients méritent les meilleurs soins et la meilleure attention.

- Design unique pour les petits corps avec un calice ouvert de 2,5 cm d'un côté et une membrane traditionnelle de l'autre.
- Une note de 7 sur une échelle de 1 à 10 pour la performance de ses qualités acoustiques.

- Confort anatomique et excellente isolation acoustique avec le stéthoscope breveté 3M™ Littmann®. Bouchons d'oreille Snap Tight Soft-Sealing.
- Excellente transmission du son grâce à la forme anatomique des boucles d'oreille avec un angle stratégique qui s'adapte parfaitement dans le conduit auditif.
- Sa durabilité est démontrée par le fait qu'il peut être plié un million de fois sans aucun problème.
- Le confort du patient est assuré par l'utilisation d'un manchon et d'une membrane antisalissure.

Ajoutez une touche personnelle en choisissant un tuyau d'arrosage et une pièce de poitrine dans une couleur qui vous convient. Le choix est vaste.

## Afbeeldingen

---

