



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 124004SEFR          |
| <b>Prix HT</b>          | 127,35 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 154,09 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 2 en stock |

## Description

Le stéthoscope Classic III est la dernière version du stéthoscope qui aide des millions de professionnels médicaux à donner le meilleur d'eux-mêmes. Equipé d'une membrane double face et réglable, facile à transformer en calice. Le nouveau Classic III allie l'innovation et la tradition.

**Grâce à sa haute sensibilité acoustique, le stéthoscope Littmann Classic III est un excellent instrument d'examen physique.**

Le stéthoscope Littmann Classic III est un perfectionnement de la qualité éprouvée du design Classic. Grâce à sa haute sensibilité acoustique, le stéthoscope Littmann Classic III est un excellent instrument pour effectuer des examens physiques de haute qualité. La nouvelle génération de tubulure a une durée de vie plus longue grâce à sa résistance accrue aux huiles de peau, aux taches et à l'alcool. Le thorax double face est polyvalent

car il possède des membranes ajustables sur le grand et le petit côté. Le Classic III convient donc aussi bien aux adultes qu'aux petits patients.

## Littmann Classic III - propriétés

- Sensibilité acoustique élevée lors de l'examen physique général
- La membrane est facile à nettoyer grâce à sa surface lisse et sans petites inégalités.
- Membrane réglable des deux côtés du thorax
- Ouvrir l'option calice en remplaçant la membrane par une bague anti-froid.
- Tubulure de nouvelle génération avec une résistance améliorée aux huiles de la peau et à l'alcool, ce qui permet au tubulure a une durée de vie plus longue
- Thorax conçu avec précision, d'où une forme moins anguleuse et esthétiquement plaisante survenir
- Bouchons d'oreille Snap-tight lisses pour un ajustement plus confortable et une meilleure étanchéité acoustique
- 5 ans de garantie sur tous les stéthoscopes Classic III