



Numéro d'article	124003
Prix HT	356,74 €
Prix TTC	431,66 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Le stéthoscope numérique Littmann CORE offre une excellente acoustique, le confort et la qualité d'un stéthoscope de cardiologie, complétés par la technologie numérique.

Présentation de notre stéthoscope le plus avancé à ce jour. Vous pouvez désormais obtenir tout ce que vous aimez avec les stéthoscopes Littmann - acoustique, confort et qualité supérieurs - avec une amplification jusqu'à 40x (à la fréquence de pointe par rapport au mode analogique), une suppression active du bruit et une visualisation des ondes sonores mobiles. Écoutez comme jamais auparavant.

Amplification jusqu'à 40x

L'excellente acoustique de notre stéthoscope de cardiologie sonne encore mieux avec un gain jusqu'à 40x (à la fréquence de crête, par rapport au mode analogique). Entendre des sons subtils pour vous aider à poser un diagnostic est devenu plus facile.

Réduction active du bruit ambiant

Grâce à notre technologie de suppression active du bruit, nous aidons à supprimer les sons gênants qui se produisent souvent dans des environnements agités. La suppression des bruits extérieurs indésirables peut vous aider à mieux écouter afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte : votre patient et les sons de son corps.

Stéthoscope numérique Littmann CORE avec embouts auriculaires souples

Nos bouchons d'oreilles doux et ajustés s'adaptent aux oreilles, offrant une excellente étanchéité acoustique et un ajustement confortable. Cela signifie que vous pouvez écouter en toute confiance et confortablement.

Modes d'écoute multiples

Avec un seul bouton, vous pouvez basculer rapidement entre les modes d'écoute analogique et amplifié en fonction de vos besoins. De plus, ses deux membranes double fréquence (adulte et pédiatrique) vous permettent une écoute des hautes et basses fréquences, sans repositionner le pavillon.

Connection au logiciel Eko

La connectivité sans fil Bluetooth donne au stéthoscope numérique 3M Littmann CORE la possibilité de s'appairer avec une variété d'appareils mobiles, vous permettant de visualiser, d'enregistrer et de stocker des sons en appuyant simplement sur un bouton.

Conçu pour le confort

Le stéthoscope numérique 3M Littmann CORE est conçu pour le confort lors de l'examen du patient.

Enregistrez, analysez et partagez avec le stéthoscope numérique Littmann CORE

Faites plus que jamais avec la connectivité sans fil. Le stéthoscope numérique 3M Littmann CORE approuvé par la FDA fonctionne avec le logiciel Eko sur les appareils iOS et Android, vous offrant ainsi un moyen conforme à la HIPAA de stocker et d'enregistrer des enregistrements de 15, 30, 60 ou 120 secondes dans un tableau de bord sécurisé. Créez une bibliothèque de sons cardiaques pour suivre la progression de la maladie ou à des fins éducatives, ou partagez vos enregistrements en toute sécurité avec vos collègues. De plus, utilisez l'intelligence artificielle d'Eko pour détecter les bruits cardiaques (abonnement requis ; disponible dans certains pays uniquement).

Tous les autres stéthoscopes Littmann peuvent être trouvés [ici](#).

Afbeeldingen

