

# Littmann kit de réparation pour Classic II S.E. (membrane + 2 embouts auriculaires) - Gris

08/10/2025 04:46:56



<b>Numéro d'article</b>	124075
<b>Prix HT</b>	28,32 €
<b>Prix TTC</b>	34,27 €
<b>Stock</b>	Plus que 3 en stock

## Description

Littmann kit de réparation pour Classic II S.E. (membrane + 2 embouts auriculaires) - Gris  
Les stéthoscopes Littmann® offrent la meilleure qualité attendue par les professionnels de la santé. Toutes les pièces et accessoires doivent répondre aux mêmes exigences.

Chaque article est fabriqué avec soin pour s'adapter parfaitement à votre stéthoscope Littmann®.

Chaque kit correspond à l'un de nos modèles de stéthoscopes Littmann®. Les pièces pour stéthoscopes et accessoires sont utilisées pour des réparations simples.