



<b>Numéro d'article</b>	124023B
<b>Prix HT</b>	63,63 €
<b>Prix TTC</b>	76,99 €
<b>Stock</b>	Plus que 3 en stock

## Description

Le stéthoscope Littmann<sup>®</sup> Lightweight II S.E. est un modèle d'entrée de gamme idéal avec une membrane ajustable, une pièce de poitrine double face et une performance acoustique fiable. La forme des gouttelettes facilite l'auscultation autour des brassards de tension artérielle. Le stéthoscope Littmann<sup>®</sup> Lightweight II S.E. offre des performances acoustiques fiables lors de la lecture de la tension artérielle et des petits examens physiques chez les patients adultes. Ne pesant que 118 grammes, c'est le stéthoscope adulte le plus léger de tous les stéthoscopes Littmann<sup>®</sup>, plus confortable pour les soignants qui portent leur stéthoscope toute la journée. Le stéthoscope Lightweight II S.E. est un modèle d'entrée de gamme qui offre un nombre surprenant de caractéristiques avancées, telles qu'un diaphragme réglable, une pièce thoracique double face et un support réglable.

C'est un bon choix pour les professionnels de la santé tels que les infirmières professionnelles, les infirmières

# auxiliaires et les étudiantes en sciences infirmières.

Grâce à la technologie de membrane réglable (une invention de 3M™), les cliniciens peuvent entendre différentes fréquences sonores en ajustant simplement la pression sur la pièce de poitrine. Une légère pression sur la pièce de poitrine vous fait entendre des sons de basse fréquence ; un peu plus de pression fait entendre des sons de haute fréquence. Cette fonction vous fait gagner du temps et permet à l'assistant de se concentrer sur le patient tandis que la membrane antigel et la manche antigel assurent le confort du patient. Les flexibles robustes conservent leur forme et leur flexibilité même lorsqu'ils sont stockés de manière compacte. La tension du casque peut être facilement ajustée pour s'adapter à n'importe quelle taille de tête et aux besoins de l'utilisateur en serrant ou en retirant les bouchons d'oreille. Les bouchons d'oreille à fermeture à pression avec un joint souple sont confortables dans l'oreille et offrent une excellente étanchéité acoustique. Les bouchons d'oreille s'enclenchent solidement dans les extrémités des tubes et ne peuvent être retirés pour des raisons de sécurité. Les tubulures de la prochaine génération ne contiennent pas de caoutchouc naturel (latex), un avantage pour les médecins sensibles et leurs patients. Et pour protéger la santé humaine et l'environnement, les tubulures de la prochaine génération ne contiennent pas de plastifiants à base de phtalates.

**Le stéthoscope Littmann® Lightweight II est livré avec de grands bouchons d'oreille avec un joint souple et des instructions.**

- Le stéthoscope Littmann® Lightweight II S.E. a le poids le plus bas de tous les stéthoscopes Littmann pour adultes avec seulement 118 grammes.
- Le stéthoscope Littmann® Lightweight II S.E. est doté d'un thorax double face qui offre la polyvalence d'un diaphragme réglable et d'un calice ouvert.
- Le stéthoscope Littmann® Lightweight II S.E. est muni d'un thorax qui forme des déchirures pour faciliter le placement sous les brassards de tension artérielle et autour des bandages.

**Caractéristiques du stéthoscope Littmann® Lightweight II S.E. :**

- Applications : Examen physique et mesure de la tension artérielle
- Poids de la pièce de poitrine (métrique) : 47 g
- Technique de la pièce de poitrine : double face
- Diamètre de membrane : 5.4
- Longueur : 71 cm
- Modèle : Lightweight II S.E.
- Construction du tubulure: Tubulure simple