



# Macroview + PanOptic PLUS iExaminer set avec manche/étui/smartbracket - Welch Allyn - ÉDITION 2021- 2022

07/10/2025 21:03:01



<b>Numéro d'article</b>	122340
<b>Prix HT</b>	1712,03 €
<b>Prix TTC</b>	2071,56 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Set complet avec Macroview PLUS et PanOptic PLUS pour iExaminer avec poignée Lithium-ion Plus, support intelligent dans une pochette.

## Quoi de neuf sur le Macroview PLUS et le PanOptic PLUS?

Cet ensemble est désormais livré en standard avec notre éclairage LED SureColor et est conçu pour durer avec notre technologie DuraShock, qui, ensemble, contribue à

améliorer la durée de vie globale. La nouvelle gamme de têtes de diagnostic est également compatible avec les poignées 3.5V existantes. Vous pouvez convertir l'otoscope MacroView Plus en otoscope numérique via une plaque de connexion pour votre smartphone. Avec l'application gratuite iExaminer pour Android et Apple.

## Set de diagnostic avec éclairage LED longue durée

Le Macroview plus & PanOptic Plus est une tête repensée de Welch Allyn. Ces têtes sont équipées d'une lampe LED Welch Allyn SureColor (non remplaçable), qui est très économe en énergie et donne une lumière plus importante et plus blanche qu'une lampe halogène traditionnelle. Le champ de vision est 3 fois plus grand et le grossissement n'est pas inférieur à 30% par rapport aux otoscopes habituels. Une vue presque complète de la membrane tympanique, une meilleure clarté et définition des points de repère et un système d'éclairage amélioré font de cette tête d'otoscope un incontournable. Pour ces raisons également, l'ophtalmoscope PanOptic PLUS offre des avantages pratiques dans l'utilisation à haute fréquence dans la pratique quotidienne.

### Conception nouvelle et conviviale

Avec un champ de vision extrêmement large dans un nouveau design convivial. Les deux sont conçus pour fournir un examen rapide et facile avec cet ensemble de diagnostic, avec une couverture d'image incroyable de 20 fois la surface de l'œil et 3 fois la vue d'un otoscope standard.

### Enregistrez et partagez avec l'ensemble Macroview PLUS & PanOptic PLUS

Cet ensemble Macroview & PanOptic dans les versions Plus peut être utilisé pour les examens optiques standard, et via notre iExaminer SmartBracket, une large gamme de smartphones peut être montée sur la tête. Il vous permet de capturer et de partager facilement des images via l'application gratuite iExaminer pour iOS et Android. Vous pouvez facilement monter votre smartphone sur la tête Plus avec les SmartClips fournis. Il est préférable de prévoir une coque transparente pour votre smartphone pour cela. Le manuel d'utilisation de l'iExaminer SmartBracket et de l'application se trouve ci-dessous.

### Contenu du kit iExaminer Macroview PLUS & PanOptic PLUS

- Poignée Lithium-ion Plus
- [Tête d'otoscope Macroview Plus](#)
- [Tête d'ophtalmoscope PanOptic Plus](#)
- Câble de charge USB-C
- iExaminer Smart Bracker

- 2x pinces intelligentes
- 5x spéculums auriculaires Lumiview Clear
- Carte de test iExaminer
- Manuel d'instructions
- Boîtier robuste

# Afbeeldingen

