



Numéro d'article	170204
Prix HT	32,77 €
Prix TTC	39,65 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Siemens Multistix[®] 10SG sont des bandelettes réactives pour l'analyse d'urine. Conçu pour déterminer :

- Glucose
- Bilirubine
- Cétones
- Poids spécifique (SG)
- Sang
- pH
- Protéines
- Nitrite
- Urobilinogène
- Leuckocytes

Les valeurs peuvent être vérifiées avec les valeurs de référence de la bouteille ou lues avec les analyseurs CLINITEK Status[®]. Les bandelettes d'urine Siemens avec bandes d'identification permettent un contrôle automatique lors de la lecture sur certains

instruments CLINITEK. Les contrôles automatiques comprennent la reconnaissance automatique des bandelettes et les contrôles de qualité, la bande d'identification peut être immergée dans l'urine et la solution de contrôle.