

Omron brassard M/L (22-42 cm) - pas formé - (pour Ormon M2, M3 & M3-IT)

08/10/2025 04:01:26



Numéro d'article	313930
Prix HT	39,64 €
Prix TTC	47,96 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Omron brassard M/L - non façonné - pour une circonférence de bras de 22 à 42 cm
brassard. Ce brassard non préformé Omron convient aux tensiomètres Omron M2, M3 et
M3-IT. Ce brassard ne convient pas aux modèles Comfort.