



<b>Numéro d'article</b>	313947
<b>Prix HT</b>	40,23 €
<b>Prix TTC</b>	48,68 €
<b>Stock</b>	Plus que 5 en stock

## Description

L'OMRON HN-283 est un pèse-personne électronique design. Mesure de haute précision. Stabilité excellente. Caractéristiques

- Détecte même de légères variations de poids. Grande précision (100g) grâce à la technologie par 4 capteurs. Portée maximale de 180kg.
- Grand écran LCD pour une lecture rapide et facile (75 x 35 mm).
- Facile à utiliser grâce à la technologie par contact, un simple contact sur le pèse-personne permet de le mettre en marche.
- Arrêt automatique après utilisation.
- Stabilité et sécurité excellentes grâce à la grande plate-forme en verre trempé. (300 x 320 x 40 mm).
- Les pieds sont antidérapants et protégeront également vos sols.

# Specifications techniques

- Ecran:
  - Ecran LCD
  - 5 à 150 kg, par incréments de 0,1 kg
- Précision du poids:
  - 5,0 kg à 40,0 kg:  $\pm 0,4$  kg
  - 40,0 kg à 180,0 kg:  $\pm 1\%$
- Alimentation: 2 piles CR2032-batterijen (2 piles d'essai sont fournies)
- Durée de vie des piles: Environ 1 an (3 mesures par jour)
- Température / humidité de fonctionnement:  $+10^{\circ}\text{C}$  à  $+40^{\circ}\text{C}$  / 30% à 85% HR
- Température / humidité de stockage:  $-20^{\circ}\text{C}$  à  $+60^{\circ}\text{C}$  / 10% à 95% HR
- pression atmosphérique: 700 hPa – 1.060 hPa
- Poids:  $\pm 1,4$  kg (piles non incluses)
- Dimensions de la balance:  $\pm 300$  (l) x 40 (h) x 320 (p) mm
- Contenu de l'emballage: Pèse-personne électronique, 2 piles CR2030 permettant d'essayer la balance, mode d'emploi
- Garantie: 2 ans