



Otoscope LED pocket plus Welch Allyn - couleur BLEU - livré dans un étui doux - 5 ans de garantie

08/10/2025 07:14:53



Numéro d'article	122132B
Prix HT	179,00 €
Prix TTC	216,59 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Otoscope à LED Pocket Plus : Pratique, petit et robuste. Nouvel otoscope de poche en fibre optique avec lampe LED extra puissante pour un bon équilibre entre la reproduction des couleurs, la luminosité et la durabilité. Résistant aux chocs et aux chutes grâce à la matière plastique solide et légère et aux pare-chocs en caoutchouc de couleur vive. Livré en étui souple avec 2 jeux de pare-chocs.

Otoscope à LED Pocket Plus - Caractéristiques :

- Poids seulement 71,7 gr (tête et poignée)
- Piles: 2 piles AA
- Autonomie de la pile: > 5 heures
- Type de lampe: SureColor LED

- Durée d'utilisation de la lampe: 10 000 à 20 000 heures
- Grossissement: 3,4x
- Taille: 16,8 c
- Luminosité: 6 lumens
- Garantie: 5 ans