



| | |
|-------------------------|----------|
| Numéro d'article | 131044 |
| Prix HT | 47,50 € |
| Prix TTC | 57,48 € |
| Stock | en stock |

Description

Oxymètre de pouls au doigt, simple et tout-en-un, pour mesurer et surveiller la saturation en oxygène du sang et la fréquence cardiaque. Cet oxymètre de pouls est l'outil qui vous permet de mesurer et de surveiller les niveaux d'oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque chez les adultes et les enfants (à partir de 4 ans). Une valeur fondamentale à garder sous contrôle, car elle permet de prévenir et d'identifier immédiatement les situations sanitaires critiques. QUE FAIT-IL POUR VOUS ? Avec l'oxymètre de pouls OXYgen Test, vous pouvez mesurer avec précision la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la fréquence cardiaque en toute simplicité. L'écran LCD à luminosité réglable et les grands chiffres vous donnent une vue instantanée et facile à lire des valeurs. SA PARTICULARITÉ ? L'oxymètre de pouls test OXYgen est très compact et portable, ce qui le rend particulièrement pratique.

Caractéristiques

- Affichage LCD - Affichage rotatif : 4 vues différentes - Luminosité réglable - Mode veille: si aucun signal n'est détecté ou si le signal est trop faible, l'oxymètre de pouls passe en

mode veille après 5 secondes. - Faible consommation d'énergie - Indicateur de batterie faible - Equipé de 2 piles AAA et d'un cordon de sécurité - Taille compacte: 61 (L) mm × 36 (P) mm × 32 (H) mm - Poids: 56gr (avec piles)