



<b>Numéro d'article</b>	1413
<b>Prix HT</b>	46,17 €
<b>Prix TTC</b>	55,87 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

---

L'oxymètre de pouls Oxyfrog est adapté aux enfants.

## Propriétés d'Oxyfrog

- Cet oxymètre est adapté à l'usage pédiatrique: un design spécialement conçu pour dédramatiser l'examen
- L'écran s'oriente automatiquement en fonction de la position du doigt
- Haute précision
- Les paramètres suivants sont affichés sur l'écran
  - Fréquence cardiaque
  - Saturation en oxygène
  - Courbe de pléthysmographie

- Pourcentage de batterie
- Facile à utiliser
- L'oxyfrog est adapté aux enfants de 10 à 40kg

## Inclus

- 1 oxymètre de pouls
- 1 dragonne
- 2 piles alcalines AAA
- 1 tournevis pour ouvrir le clapet à piles
- 1 manuel utilisateur

**2 ans garantie (dans les conditions normales d'utilisation)**

# Afbeeldingen

---

