



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 1428                |
| <b>Prix HT</b>          | 10,14 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 12,27 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 9 en stock |

## Description

---

Penlight diagnostique LUXAMED est une lampe de diagnostic de qualité supérieure spécialement conçue pour un usage médical professionnel quotidien.

Lumière LED brillante

Grâce à la lumière LED brillante, la Penlight offre une reproduction des couleurs fidèle à la réalité. Ceci est essentiel pour réaliser des examens précis. L'intensité lumineuse élevée permet une bonne visibilité, même dans des conditions qui ne sont pas idéales.

Design pratique et commode

Le design moderne et convivial de la lampe Penlight est idéal pour une utilisation quotidienne. La lampe est dotée d'un clip pratique qui permet de l'attacher facilement aux vêtements. La lampe est ainsi toujours à portée de main et facile à transporter. Que

vous travailliez dans un hôpital ou que vous soyez en déplacement, cette lampe vous offre la mobilité dont vous avez besoin sans compromettre les performances.

## Afbeeldingen

---

