



Numéro d'article	159012
Prix HT	450,73 €
Prix TTC	545,38 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Balance mécanique à colonne à contrepoids coulissant à hauteur des yeux.

- Capacité : 220 kg | 160 kg
- Graduation : 50 g | 100 g
- Dimensions : 520 x 1556 x 520 mm
- Poids : 16,2 kg
- Fonction : Roulettes de transport

Deux caractéristiques font de la balance mécanique à colonne seca 700 un instrument indispensable pour la pesée classique : la robustesse et une fiabilité absolue. Avec une capacité de 220 kg et une large plateforme basse, cette balance est dimensionnée pour permettre la pesée des personnes les plus corpulentes. Avec sa fine graduation par 50 g, elle permet par ailleurs de déterminer les moindres variations de poids. La grande graduation parfaitement lisible et les contrepoids coulissant à hauteur des yeux font de ce modèle une balance particulièrement conviviale. En option, la seca 700 peut être dotée de la toise seca 220 qui la transforme en station de mesure complète.