



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 159013              |
| <b>Prix HT</b>          | 135,99 €            |
| <b>Prix TTC</b>         | 164,55 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 3 en stock |

## Description

Balance analogique d'une excellente précision. Grâce au mécanisme de précision de cette balance analogique Seca, le poids est affiché avec une extrême précision. Au total, ce modèle a une étendue de pesée de 150 kilogrammes, sur une balance de 500 grammes.

Au sommet, la Seca Viva 750 dispose d'une plate-forme en caoutchouc qui offre plus de confort et de sécurité.

L'avantage d'une telle balance analogique est qu'elle n'utilise pas de piles. De plus, vous pouvez remettre manuellement le pointeur à zéro s'il commence à s'écarter légèrement avec le temps.

## Renseignements supplémentaires

- Etendue de pesée : 150 kg
- Gradation : 500 grammes
- Poids : 6,9 kilogrammes

- Disponible en noir et blanc
- Dimension : 91×29,5×50 cm