



# Spécula à usage unique LumiView Clear 4,25 mm - transparent - 680 pièces - Welch Allyn -

08/10/2025 00:44:00



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 122333              |
| <b>Prix HT</b>          | 37,50 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 45,38 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 2 en stock |

## Description

---

Spéculums auriculaires jetables Lumiview Clear transparent: nouveaux spéculums transparents à usage unique

## Spéculums auriculaires Luminew Clear pour une vision optimale

En plus des otoscopes macroview renouvelés, il existe désormais également le nouveau spéculum LumiView Clear. Ces spéculums sont de couleur transparente au lieu de noir. Cela offre une vision jusqu'à 8 fois plus claire pour les spéculums pédiatriques et jusqu'à 4 fois plus claire pour les spéculums adultes. De plus, ces spéculums sont également jetables afin que vous puissiez réduire le risque de contamination croisée. Compatible

avec tous les otoscopes Welch Allyn.

## A quoi sert un spéculum?

Lors des examens médicaux, un médecin examinera l'intérieur des oreilles d'un patient à l'aide d'un dispositif médical appelé otoscope. L'otoscope nécessite l'utilisation d'un spéculum auriculaire. Un spéculum auriculaire est un accessoire qui s'adapte sur l'otoscope et permet au médecin de regarder à l'intérieur de l'oreille interne. Il ressemble à un entonnoir en ce sens qu'il est plus large à une extrémité et se rétrécit à l'autre.