



Numéro d'article	125219
Prix HT	4,81 €
Prix TTC	5,82 €
Stock	sur commande

Description

Pour mesurer la fièvre avec le sourire. QU'EST-CE QUE C'EST? VedoColor est un thermomètre numérique coloré avec une sonde rigide, fabriqué selon la "philosophie DLS". Spécialement conçu en 4 teintes pastel pour rendre la prise de température de votre enfant un peu plus amusante. Convient également au reste de la famille. QUE'EST-CE QUE CA FAIT POUR FOUS? Il vous aide à vérifier facilement et en toute confiance la présence de fièvre en mesurant la température de votre corps. Avec son beau design et ses belles couleurs, c'est un thermomètre que vous pouvez toujours garder avec vous, même en vacances. QU'EST-CE QUI LE REND UNIQUE? VedoColor rend la prise de température amusante et facile, même pour les petits qui sont souvent mal à l'aise avec les thermomètres standards. L'écran LED est grand et facile à lire, ce qui vous permet de voir le résultat en un coup d'œil. Une alarme se déclenche pour vous alerter en cas de fièvre. Elle est également totalement hypoallergénique, car la sonde ne comporte aucune pièce métallique. DANS QUELS FORMATS POUVEZ VOUS LE TROUVER? La nouveauté de VedoColor réside dans ses quatre teintes pastel - bleu, jaune, vert et rose. Il est stocké dans un étui de protection spécial pour le garder en sécurité après utilisation.