



<b>Numéro d'article</b>	125199
<b>Prix HT</b>	10,40 €
<b>Prix TTC</b>	12,58 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Thermoval Classic<sup>®</sup>, thermomètre numérique avec système maximum et affichage extra large.

## Thermomètre simple et fiable pour mesurer la fièvre.

- Temps de mesure environ 1 minute.
- Un signal acoustique indique que l'appareil est prêt à l'emploi et que le temps de mesure est écoulé.
- Fonction mémoire, affiche la dernière valeur mesurée.
- S'éteint automatiquement, étanche à l'eau.
- Peut être désinfecté.
- Avec batterie remplaçable et longue durée de vie. Pour la mesure de la température axillaire, buccale et rectale.
- Avec housse de protection.