



Numéro d'article	313964
Prix HT	122,56 €
Prix TTC	148,30 €
Stock	sur commande

Description

Moniteur mobile pour la surveillance de la fréquence cardiaque (ECG) et de la tension artérielle - Aide à prévenir les AVC.

ECG mobile

Reconnaît et enregistre la fibrillation auriculaire, une cause majeure d'AVC. Pour enregistrer le rythme cardiaque en 30 secondes - n'importe quand, n'importe où, affichage direct et facile à comprendre des résultats + affichage détaillé (électrocardiogramme) pour le médecin.

Tensiomètre entièrement automatique

Pour une mesure confortable et précise sur la partie supérieure du bras. Poignets confortables et universels avec ajustement ergonomique

- Analysez facilement les lectures à l'aide d'un système de feux tricolores
- Données compatibles avec tous les appareils Veroval[®], tels que la balance personnelle intelligente et le bracelet d'activité.
- Adaptateur Bluetooth USB inclus
- Stockage facile des données avec le logiciel Veroval[®]medi.connect

Afbeeldingen

