



Numéro d'article	313981
Prix HT	51,08 €
Prix TTC	61,81 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Tensiomètre Vervo COMPACT pour une rencontre agréable et précise sur le haut du bras

- Détecte et affiche les arythmies cardiaques à l'écran
- Grand écran facile à lire
- Vérification de la fixation du brassard
- Analysez facilement les valeurs mesurées à l'aide d'un système de feux tricolores
- 200 emplacements de mémoire (pour 2 utilisateurs 100 emplacements de mémoire chacun)
- Avec brassard universel (22-42 cm),
- Comprend: boîte de rangement et 4 piles AA de 1,5 V
- Manuel du certificat de garantie
- Garantie de 3 ans

Technologie Comfort Air

Cet appareil Veroval innovant doté de la technologie Comfort Air garantit une mesure agréable. La première mesure est gonflée à 190 mmHg. Dans les mesures suivantes, la pression de la pompe est ajustée individuellement en fonction des valeurs de pression artérielle précédemment mesurées. Cela permet une mesure confortable sur le bras supérieur.

Société Européenne d'hypertension certifiée de haute précision

La haute qualité de mesure éprouvée de l'ECG et du tensiomètre Veroval® est approuvée par la Société européenne d'hypertension (ESH).

Label de qualité de la Ligue allemande d'hypertension (DHL)

Le tensiomètre compact Veroval® répond à toutes les spécifications requises pour le label de qualité de la Ligue allemande d'hypertension.

Afbeeldingen

