



<b>Numéro d'article</b>	122210
<b>Prix HT</b>	69,80 €
<b>Prix TTC</b>	84,46 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

Tensiomètre Welch Allyn - Durashock DS54 - Anéroïde, tensiomètre manuel Le modèle Durashock DS54 est une version moins chère du modèle Durashock DS55. La différence réside dans la version ABS (plastique) complète et la garantie d'étalonnage de 5 ans au lieu de 10 ans. Le tensiomètre DuraShock DS54 fait partie de la gamme de tensiomètres anéroïdes manuels Welch Allyn avec technologie DuraShock™. Ces sphygmomanomètres sont résistants aux chocs et sans engrenage. Cette technologie offre de grands avantages par rapport aux sphygmomanomètres traditionnels. Ces sphygmomanomètres sont conformes aux normes AAMI (American Association of Medical Instrumentation), sont résistants aux chocs et offrent une résistance aux chutes de 76 cm sans perturber l'étalonnage. De plus, les sphygmomanomètres offrent des mesures plus précises pendant plus longtemps et sont assortis d'une garantie d'étalonnage de 5 ans.

# Le tensiomètre est doté d'un cadran gravé au laser pour une meilleure précision.

Le modèle DuraShock DS54 de Welch Allyn comporte une valve à vis et un tube.

- Le tensiomètre est muni d'une étiquette sur laquelle le nom du centre, du service ou du médecin peut être inscrit pour faciliter l'identification.
- Le tensiomètre est fourni avec un brassard velcro Flexiport pour adultes.
- Le sphygmomanomètre est fourni avec une pochette de rangement pour protéger l'appareil.

## Spécifications techniques du tensiomètre Durashock DS54 de Welch Allyn :

- Résistant aux chocs (76 cm)
- Précis et fiable
- 5 ans de garantie sur l'étalonnage
- Design innovant