



Numéro d'article	6100
Prix HT	7,56 €
Prix TTC	9,15 €
Stock	en stock

Description

Cinuforce spray nasal - Forte - 20ml

A utiliser en cas de rhume et de congestion nasale

Effet :

Solution saline forte : puissante et efficace. Cinuforce spray nasal fort agit puissamment sur le nez bouché. Il débouche le nez bouché en 2 minutes. La teneur en sel marin de Cinuforce n'est pas inférieure à 2,2 %. Ainsi, ce spray nasal ne se contente pas de diluer le mucus, mais fait également rétrécir les muqueuses nasales gonflées. Cela permet à le nez se rouvrir rapidement. Grâce à ce processus 100 % naturel, la fonction protectrice de la muqueuse nasale reste intacte et le spray nasal peut être utilisé régulièrement en cas de besoin, sans accoutumance. Un rhume peut entraîner un gonflement de la muqueuse nasale et une augmentation de la production de mucus. La solution saline hypertonique crée une différence de pression entre la muqueuse et la solution saline (effet osmotique).

Cela permet de fluidifier le mucus et de réduire le gonflement des cellules de la muqueuse.

Dosage et utilisation :

Selon les besoins, pulvériser une fois par narine plusieurs fois par jour. Adultes : jusqu'à un maximum de 6 fois par jour. Enfants à partir de 3 ans : 2 à 3 fois par jour au maximum. Ne pas dépasser la dose recommandée.

1. Se moucher d'abord
2. Retirer le bouchon protecteur du flacon
3. Agiter
4. Lors de la première utilisation : tenez le flacon à la verticale et appuyez plusieurs fois sur la tête de pulvérisation jusqu'à ce qu'un brouillard se forme.
5. Insérer la tête de pulvérisation dans la narine et fermer l'autre narine. Tenir le flacon à la verticale et vaporiser dans la narine en appuyant une fois sur la tête de pulvérisation tout en respirant calmement par le nez.
6. Répétez l'opération pour l'autre narine.
7. Essuyer la tête de pulvérisation après chaque utilisation et remettre immédiatement le bouchon en place.
8. Utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Cinuforce Spray nasal fort peut, en l'état actuel des connaissances, être utilisé conformément à la posologie indiquée.

Ingrédients

Solution hypertonique de sel de mer à 2,2%.

Conservation

Conserver hors de la portée et de la vue des enfants. Conserver à une température inférieure à 25°C. Après ouverture, la durée de conservation du produit est de 6 semaines.