



Numéro d'article	264483
Prix HT	18,71 €
Prix TTC	22,64 €
Stock	en stock

Description

Eucerin Anti-Pigment Spot Corrector est un applicateur topique avec Thiamidol qui fournit une solution précise pour les petites pièces d'hyperpigmentation.

Eucerin Anti-Pigment Spot Corrector réduit les taches brunes et les empêche de réapparaître.

La peau est plus uniforme. La mélanine est un pigment naturel qui donne la couleur à la peau. L'exposition au soleil, les influences hormonales et le vieillissement peuvent entraîner une augmentation de la production de mélanine et provoquer une hyperpigmentation. L'hyperpigmentation se manifeste par des taches brunes et des taches de vieillesse (aussi appelées taches solaires) qui donnent à la peau un aspect irrégulier. Eucerin Anti-Pigment Spot Corrector est un gel non gras avec un applicateur topique qui facilite l'application sur les petites zones d'hyperpigmentation.

Eucerin Anti-Pigment Spot Corrector contient du Thiamidol, un ingrédient efficace et breveté.

Eucerin Anti-Pigment Spot Corrector contient du Thiamidol, un ingrédient efficace et breveté qui combat la racine de l'hyperpigmentation en réduisant la production de mélanine. Il a été cliniquement et dermatologiquement prouvé qu'il réduit et prévient la réapparition des taches pigmentaires.

Afbeeldingen

