

Eucerin Aquaphor baume réparateur cutané - GRAND - 198gr

08/10/2025 15:52:41



Numéro d'article	264442
Prix HT	18,45 €
Prix TTC	22,32 €
Stock	Plus que 8 en stock

Description

Les tubes de 198 g ont des dates de péremption courtes 11/23 = 30% L'onguent réparateur Eucerin Aquaphor a été spécialement développé pour restaurer le processus de régénération de la peau des peaux très sèches et irritées.

La pommade réparatrice Eucerin Aquaphor accélère le processus de régénération de la peau sèche à très sèche, craquelée et irritée.

La pommade réparatrice pour la peau Eucerin Aquaphor à base de paraffine, sans eau, aide la peau à récupérer plus rapidement. Il génère une barrière semi-occlusive, une couche protectrice qui maintient l'hydratation naturelle de la peau, l'hydrate et accélère le processus de réparation cutanée. Il est également cliniquement prouvé que les principes actifs Panthénolol et Bisabolol améliorent la peau de façon optimale. La pommade réparatrice Eucerin Aquaphor contient également de la glycérine, qui hydrate

et protège la barrière cutanée. En plus de sa fonction cicatrisante, il protège et adoucit la peau. Efficace lors du traitement des peaux irritées extrêmement sèches et craquelées, causées par un traitement dermatologique tel que la thérapie laser, le peeling chimique ou la dermabrasion. Il est également recommandé pour la xérose, peau très sèche. Convient également aux bébés, pour apaiser leurs fesses rouges. Grâce au nombre minimal d'ingrédients, il y a une excellente tolérance cutanée. La pommade réparatrice pour la peau Aquaphor est bien tolérée.

Études cliniques

- Régénération superficielle des plaies
 - L'effet de l'Aquaphor Skin Restorative sur la réparation cutanée des plaies superficielles a été testé pendant 10 jours sur 25 patients âgés entre 18 et 50 ans.
- Patch test
 - Le niveau d'irritation cumulée et le potentiel sensoriel ont été testés pendant 5 semaines sur 202 patients âgés de 17 à 65 ans, sans aucun problème cutané.
- Etude modèle sur les plaies laser
 - Le processus de régénération après un traitement laser est prouvé en 18 jours, lors d'une étude dermatologique sur 20 sujets.
- Traitement post-laser
 - La recherche montre que lors de l'évaluation d'un traitement post-laser, 100 patients âgés de 17 à 78 ans ont été testés sur l'évolution de leurs plaies après un traitement laser.

Utilisation de la pommade réparatrice pour la peau Eucerin Aquaphor

- Utiliser aussi souvent que nécessaire sur les zones à problèmes.
- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes et humides.

Propriétés de la pommade réparatrice pour la peau Eucerin Aquaphor

- en douceur
- non comédogène
- sans parfum
- sans parfum
- sans colorants
- sans conservateurs

Ingrédients

Paraffinum Liquidum (Petrolatum) et Cera Microcristallina, Ceresin, Lanolin Alcohol,
Panthenol, Glycerin, Bisabololol