



Numéro d'article	264393
Prix HT	33,09 €
Prix TTC	40,04 €
Stock	en stock

Description

Eucerin Hyaluron Filler Night Cream est une crème de nuit à la formule avancée qui comble de l'intérieur les rides les plus profondes. Eucerin Hyaluron Filler Night Cream contient deux types différents d'acide hyaluronique pour le traitement de tous les types de rides, ainsi que de la glycine saponine bioactive pour stimuler activement la production d'acide hyaluronique de la peau. Le dexpanthénol concentré favorise la réparation de la peau pendant la nuit. La peau est douce et soignée.

Utilisation de la crème de nuit Eucerin Hyaluron Filler Night Cream

- Appliquer le soir sur le visage, le cou et le décolleté parfaitement nettoyés, en évitant la peau délicate du contour des yeux.

Propriétés de la Crème de Nuit Eucerin Hyaluron Filler Night Cream

- Parfum agréable
- Non comédogène
- Base idéale pour le maquillage