



Numéro d'article	264381
Prix HT	8,18 €
Prix TTC	9,90 €
Stock	en stock

Description

Eucerin Hyaluron-Filler Masque Intensif à l'Acide Hyaluronique pour tous les types de peau Masque anti-âge pour hydratation immédiate. La masque atténue les ridules et la peau est hydratée, plus fraîche, plus radieuse et plus jeune.

Masque anti-âge

En seulement 5 minutes, ce masque innovant hydrate la peau et atténue les ridules.
Comble les ridules des couches superficielles & Hydrate

Le Masque Intensif à l'Acide Hyaluronique à base d'un mélange d'Acide hyaluronique de haut et bas poids moléculaire. L'Acide Hyaluronique de haut poids moléculaire améliore l'hydratation et comble les ridules des couches superficielles de la peau tandis que l'Acide Hyaluronique de bas poids moléculaire, 40 fois plus petit¹, pénètre plus profondément dans les couches de l'épiderme où les rides profondes prennent naissance. Le masque à proprement parler est à base de biocellulose, un matériau

biodégradable d'origine naturelle, facile à appliquer, qui s'adapte parfaitement aux contours du visage sans glisser et est aussi confortable qu'une seconde peau. Ce masque hydratant et anti-âge rafraîchit la peau tout en réduisant les ridules et en lui redonnant une apparence et une sensation d'hydratation, de fraîcheur et d'éclat, à l'apparence plus jeune. Ce produit convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles.

Résultat: La peau paraît moins fatiguée et moins stressée. Elle paraît rosée, plus éclatante et fraîche.