



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 264403       |
| <b>Prix HT</b>          | 35,41 €      |
| <b>Prix TTC</b>         | 42,85 €      |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

Un sérum anti-âge à 10% de vitamine C pure et activée pour tous les types de peau. réf. 83508.

### 10% de vitamine C pure et activée

Le soleil, la pollution, le tabagisme et d'autres aspects de notre mode de vie favorisent la formation de radicaux libres. Les radicaux libres provoquent un stress oxydatif sur la peau, accélèrent le vieillissement prématuré de la peau et laissent la peau terne. Eucerin Hyaluron-Filler Vitamine C Booster avec 10% de vitamine C pure et activée a été spécialement formulé pour lutter contre les radicaux libres et cibler les premiers signes du vieillissement: il renforce la peau, réduit les rides et laisse la peau plus lisse, plus fraîche et plus éclatante Regardez.

### Booster à absorption rapide

Un booster à absorption rapide qui renforce et lisse la peau et réduit visiblement les rides. La peau paraît plus fraîche et éclatante après seulement 7 jours.

La vitamine C est un antioxydant puissant qui neutralise les radicaux libres et renforce le système de défense de la peau. Il est également essentiel à la production de collagène dans les cellules de la peau pour soutenir la structure cutanée et ralentir les signes du vieillissement. L'emballage innovant garantit que la vitamine C pure n'est pas activée avant la première utilisation. Vous devez appuyer et agiter pour mélanger la poudre de vitamine C avec un sérum d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire et de licochalcone A. La formule est la plus efficace pendant 21 jours.

## Réduit visiblement les rides

L'acide hyaluronique de bas poids moléculaire est un hydratant efficace qui réduit visiblement les rides dans les couches épidermiques (externes) de la peau. Un autre antioxydant éprouvé, la Licochalcone A, travaille avec la vitamine C pour neutraliser les radicaux libres causés par les rayons UV et la lumière visible à haute énergie (HEVIS). Eucerin Hyaluron-Filler Vitamin C Booster convient à tous les types de peau et a été prouvé dans des études cliniques et dermatologiques pour renforcer la peau et réduire visiblement les rides. La peau est plus lisse, plus fraîche et plus éclatante en seulement 7 jours et les résultats s'améliorent même avec le temps.

## Utilisation du booster de vitamine C Hyaluron-Filler

La vitamine C est plus efficace lorsqu'elle vient d'être activée. Grâce à notre emballage innovant, il est facile à activer dès la première utilisation.