

Gants d'examen nitril HEKAMED - Non-poudré - Large - 100 pièces

08/10/2025 07:31:49



Numéro d'article	3322
Prix HT	3,89 €
Prix TTC	4,71 €
Stock	en stock

Description

Gants d'examen nitril HEKAMED - Non-poudré - 100 pièces

Les gants d'examen nitril Hekamed - non-poudré sont non stériles et d'une qualité extrêmement solide. La principale propriété du nitrile souple est qu'il repousse les fluides corporels, tels que le sang et la salive. Gants jetables en nitrile souple bleu. Disponibles en 3 tailles : S - M - L. La taille est clairement identifiée par les zones de couleur sur l'emballage. Caractéristiques principales :

- Gant fin en nitrile non poudré ;
- Pour droitiers et gauchers, avec bord roulé pour une plus grande résistance de la manchette ;
- Propriétés de barrière virale ;

- Excellente sensibilité tactile, meilleure préhension en milieu sec et humide grâce aux extrémités rugueuses des doigts ;
- Excellente tenue, facile à mettre et à enlever ;
- Sans latex, donc une bonne alternative pour les personnes allergiques au latex ;
- Ces gants conviennent aux secteurs de la santé et de l'alimentation ;
- Conformés au règlement (UE) 2017/745 pour les dispositifs médicaux, à la norme EN 455, au règlement EPI (UE) 2016/425, à la norme EN ISO 21420 et à la norme EN ISO 374.

Lorsque vous retirez les gants en nitrile souple, évitez autant que possible tout contact avec l'extérieur du gant. Cela réduit le risque de contamination (croisée) et garantit une protection optimale de vos mains.