



Numéro d'article	181039
Prix HT	8,81 €
Prix TTC	10,66 €
Stock	en stock

Description

Le gel désinfectant pour les mains est un gel d'hygiène des mains à base d'alcool (70 %) qui a été testé dermatologiquement pour nettoyer une peau saine.

Bien se laver les mains est important pour votre santé. Les maladies peuvent se propager rapidement par vos mains. Malheureusement, vous n'êtes pas toujours en mesure d'utiliser un robinet, à ces moments-là, les gels désinfectants pour les mains sont utiles. Les gels pour les mains sont faciles à utiliser et tuent les bactéries sans avoir à rincer à l'eau. Vous pouvez vous laver les mains tout au long de la journée en un rien de temps.

Gel désinfectant pour les mains à la glycérine

Notre gel pour les mains désinfecte les mains & s'utilise sans ajout d'eau. La glycérine en tant qu'humectant garantit que la peau maintient son équilibre naturel d'hydratation et

l'empêche de se dessécher.

Ne laissez aucune chance aux virus et bactéries

Comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé, un lavage ou un nettoyage régulier et minutieux des mains avec une friction à base d'alcool est le meilleur moyen de minimiser la propagation du nouveau coronavirus.

Application du gel désinfectant pour les mains

Appliquez suffisamment de produit sur vos mains pour les couvrir complètement, puis étalez-le et frottez pendant 30 secondes, jusqu'à ce qu'il soit complètement évaporé. Ne pas rincer. Uniquement pour le nettoyage et l'hygiène d'une peau saine. Ne pas utiliser sur une peau irritée ou des plaies ouvertes.

Vous pouvez retrouver tous nos autres produits pour la désinfection des mains [ici](#).