



<b>Numéro d'article</b>	1133
<b>Prix HT</b>	15,50 €
<b>Prix TTC</b>	18,76 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

Découvrez le gourde sport en différentes couleurs - 500ml. La bouteille de 500 ml avec bouchon à vis est idéale pour maintenir la température parfaite de vos boissons. Grâce à sa double paroi en acier inoxydable, vos boissons restent froides jusqu'à 24 heures et chaudes pendant 12 heures. Durable et étanche Grâce au bouchon à vis hermétique, vous pouvez transporter la bouteille dans votre sac ou votre sac à dos en toute tranquillité. L'acier inoxydable robuste, résistant aux chocs et aux rayures est sûr pour un usage quotidien. Compacte et respectueuse de l'environnement Réutilisable et facile à nettoyer, cette bouteille est le choix idéal pour réduire l'utilisation de plastique jetable. Elle est parfaite pour le sport, le travail et les déplacements. Caractéristiques

- Capacité de 500 ml
- Acier inoxydable à double paroi
- Fermeture hermétique à vis
- Facile à nettoyer et réutilisable