



Numéro d'article	5581
Prix HT	27,33 €
Prix TTC	33,07 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Hansaplast Réducteur de cicatrice XL réduit la visibilité des cicatrices colorées et en relief en 8 semaines. Patches transparents et auto-adhésifs pour le traitement des cicatrices hypertrophiques colorées et en relief et les cicatrices chéloïdes. littekens en keloïden (tumeur bénigne constituée d'un tissu cicatriciel excessif)

Tripple Effet

Aplanit, éclaircit et assouplit les cicatrices Facile à utiliser, peut être coupé à la taille souhaitée. Transparent, idéal pour les parties du corps visibles. Flexible et reespirant. Résistant à l'eau. Convient aux nouvelles et anciennes cicatrices. Convient pour les peaux sensibles. Retiré sans douleur.

Premiers résultats perceptibles après 3-4 semaines

Matériel: film de polyuréthane - Ruban adhésif: Acrylique (sans latex) Le patch transparent en polyuréthane est conçu pour créer une barrière occlusive qui améliore l'hydratation du tissu cicatriciel. Il augmente également la température dans le tissu cicatriciel. Cela aide à activer le processus de régénération de la peau et favorise le remodelage de la cicatrice.

Appliquez le patch pendant 12 heures minimum, le jour ou la nuit. La durée de traitement est approximativement de 8 semaines et peut varier selon le type de cicatrice.