



<b>Numéro d'article</b>	080327
<b>Prix HT</b>	8,95 €
<b>Prix TTC</b>	10,83 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Peha-soft sans poudre. Le gant d'examen sans poudre en latex naturel.

### Très élastique et résistant à la déchirure

Gants d'examen jetables non stériles en latex souple, non poudrés; très élastique et résistant à la déchirure; texture sur les doigts pour une adhérence optimale; excellent ajustement avec une sensibilité élevée; peut être porté à gauche et à droite. Les gants en latex offrent une bonne protection contre la transmission de bactéries et de virus.

### Bon ajustement et haute sensibilité tactile

Gants médicaux jetables solides dans toutes les zones où le personnel est à risque de contamination et nécessitent un bon ajustement et une sensibilité tactile élevée. Idéal pour les utilisateurs qui ont des réactions hypersensibles à la poudre.

Conforme à EN 455, EN 420, EN 374, EN 16523, ASTM F1670, ASTM F1671. Peut être utilisé en contact direct avec les aliments.

## Comment déterminer la taille de vos gants?

- Tu mets un ruban à mesurer sur tes jointures
- Vous retournez la paume de façon à ce que le ruban soit à l'intérieur de votre paume
- Laisse-le se croiser
- Vous pouvez maintenant voir le contour de la paume
- Mesurer la distance des deux mains
- Dans le tableau, vous pouvez voir quelle taille correspond le mieux à votre circonférence

<u>Mesure</u>	<u>Circonférence de la main</u>
S	18 cm
M	19 cm
L	20,5 cm