



<b>Numéro d'article</b>	3961L
<b>Prix HT</b>	6,69 €
<b>Prix TTC</b>	8,09 €
<b>Stock</b>	Plus que 9 en stock

## Description

---

Lenor Unstoppables 224gr.

- Une bouffée de fraîcheur durable
- Parfum de lessive doté d'une technologie qui neutralise, bloque et couvre les mauvaises odeurs
- Réglez l'intensité du parfum en choisissant la quantité de billes que vous souhaitez utiliser.
- Mettez les billes directement dans le linge vide avant de remplir le lave-linge
- Bouteille en plastique 100 % recyclé, sans bouchon à vis, sans dosage et sans étiquette. Entièrement recyclable, sans étiquette