



Numéro d'article	3961L
Prix HT	6,69 €
Prix TTC	8,09 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

Lenor Unstoppables 224gr.

- Une bouffée de fraîcheur durable
- Parfum de lessive doté d'une technologie qui neutralise, bloque et couvre les mauvaises odeurs
- Réglez l'intensité du parfum en choisissant la quantité de billes que vous souhaitez utiliser.
- Mettez les billes directement dans le linge vide avant de remplir le lave-linge
- Bouteille en plastique 100 % recyclé, sans bouchon à vis, sans dosage et sans étiquette. Entièrement recyclable, sans étiquette