

Oreiller ergonomique de voyage TEMPUR - Blanc - 25 x 31 x 10/7cm

08/10/2025 04:18:11



Numéro d'article	5021
Prix HT	66,92 €
Prix TTC	80,97 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

L'oreiller ergonomique de voyage TEMPUR – Blanc vous offre un soutien et un confort ultimes pendant vos déplacements. Grâce à sa conception ergonomique en forme de U et à la matière TEMPUR® qui réduit la pression, l'oreiller épouse parfaitement les contours de votre tête et de votre nuque. Vous évitez ainsi toute contre-pression et bénéficiez d'une position agréable et détendue, idéale pour les déplacements ou les courtes pauses. Que vous voyagiez en avion, en train ou en voiture, cet oreiller de voyage vous aide à arriver à destination frais et dispos.

Conception intelligente et compacte

L'oreiller de voyage TEMPUR Original est livré avec un sac de transport pratique dans lequel il perd jusqu'à 70 % de son volume d'origine. Il se glisse ainsi facilement dans votre bagage à main ou votre valise, sans compromettre votre confort.

Principaux avantages :

- - Soutien ergonomique de la nuque pendant le voyage
 - Matériau TEMPUR® réduisant la pression et s'adaptant à votre corps
 - Sac de voyage compact inclus – idéal pour les bagages à main
 - Convient pour les voyages et l'utilisation à domicile
 - Favorise le repos, la détente et une position de sommeil saine

L'oreiller de voyage TEMPUR Original – Blanc fait partie de la large gamme de produits de confort TEMPUR®, basée sur le même matériau que celui utilisé dans les matelas bien connus. Vous êtes ainsi assuré d'un soutien fiable, jour et nuit.